

# NEITZ

## Lupa Cirúrgica binocular BL - Armação em Titanium

Recém desenvolvida, as armações em titanium são duráveis e inquebráveis

Os apoios no nariz e na testa são confortáveis até mesmo usando por muito tempo.

O ajuste através da lupa flexível acomoda na posição ideal em todos os angulo e distâncias, para adquirir a melhor visualização

Sistema desenhado para voltar a posição ideal facilmente



**BLS-2  
NOVO MODELO!**




Proporciona campo de visão vasto e nítido, adequado para cirurgia cardiovascular

Made in Japan


## Novos atributos

### Spring Nose Support (Patent pending)



Nose pad is associated with a spring that softens touch to the nose and hold the loupe frame firmly.

### Flip-Up Stopper



Hinge stopper assists to recover the original position of loupe, when flipping it down.

## Especificações

Modelo de lupa	Galilean				Prismatic	
	BLS-1	BLS-2	BLS-3	BLD-3	BLP-4	BLP-6
Amplitude	1.5x-2.0x	2.0x-2.5x	2.5x-3.0x	2.5x-3.0x	4.0x-4.5x	5.5x-6.0x
Distância de trabalho(mm)	550-350	550-350	550-350	350-250	550-350	550-350
Campo de visão (mm)	φ 145-120	φ 113-58	φ 78-38	φ 80-50	φ 80-50	φ 40-25
Cor (armação)	04 cores: vermelho, azul, dourado e preto					



Red (with BLP-4)



Blue (with BLS-2)



Gold (with BLP-4)




Black (with BLS-3)

## Acessórios opcionais



### Iluminação LED NSI-III

- Led de alta potência proporciona iluminação livre de distorção e limpa
- Intensidade máxima de (14000lx): 04 horas (à 40cm de distância da fonte de luz)
- Intensidade e tamanho são ajustáveis



BLP-4 COM NSI-III, ESCUDO LATERAL E ALÇA (NSI-III É OPCIONAL)

# NEITZ

NEITZ INSTRUMENTS CO., LTD.

36-13 Wakamatsu-Cho, Shinjuku-Ku, Tokyo 162-0056, Japan  
 Phone: (03) 3204-2068 Fax: (03) 3204-2069  
 E-Mail : int@neitz.co.jp  
 URL : www.neitz-ophthalmic.com

Suplimed Distribuidora de Produtos Médicos LTDA.

Rua Cláudio Manoel, 17, Bairro Funcionários  
 CEP: 30.140-100  
 Belo Horizonte, MG - Brasil  
 + 55 (31) 3048-5811  
 vendas@suplimed.com.br  
 www.suplimed.com.br

## SUPLIMED